

Genedia W Covid-19 AG

ANMAT

Resultados
en 10 minutos



Filtro
Revelador



Dispositivo
de pruebas



Hisopo
Esteril

Genedia W Covid-19 AG

Prueba es para uso y diagnóstico profesional in vitro.
Ayuda a la detección temprana de la infección por COVID-19.
Ofrece resultados rápidos, en 10 minutos.

| | |
|-----------------|---|
| Artículo | Prueba de antígeno in situ inmediata |
| Marca | Genedia |
| Prestaciones | El dispositivo GENEDIA W COVID-19 Ag es un Inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos específicos de COVID-19 presentes en hisopos nasofaríngeos humanos y esputo. |
| Características | Rápido: Tiempo de prueba rápido (10 minutos). Inmediato: incluye los materiales necesarios - no se necesita equipo. Eficiente: permite la detección una etapa temprana de la infección. Tiempo de prueba rápido (10 minutos) Sensibilidad en pacientes asintomáticos del 85% Datos clínicamente probados disponibles. Solución de extracción empaquetada por separado |
| Presentación | 20 Dispositivo de prueba. 20 (10x2) Solución de extracción. 20 Tapa del filtro revelador de muestras 20 Hisopos esterilizados para toma de muestras Instrucciones de uso |
| Compra mínima | 5 Cajas / 100 Tests |
| Origen | República de Korea |